

# **NO** *Touch*™



**SI**


**NO**

**ROTURAS Y CONTAMINACION DE LOS  
PAQUETES DE INSTRUMENTAL QUIRURGICO  
SON COSA DEL PASADO**

# **NO** Touch™

ROTURAS Y CONTAMINACION SON COSAS DEL PASADO CON NO-TOUCH™... DESDE EL AREA DE ALMACENAMIENTO ESTERIL HASTA EL BLOQUE QUIRURGICO VIRTUALMENTE NO HAY INTERACCION HUMANA

El Sistema No Touch elimina la interacción humana durante el transporte del instrumental gracias a nuestras bandejas y estantes ISO de acero inoxidable y a nuestras líneas funcionales de carros de transporte abiertos y cerrados



## PASO 1

Empaquetado del instrumental limpio



## PASO 2

El instrumental empaquetado se sitúa sobre la bandeja No Touch y dentro del esterilizador/autoclave (la bandeja es manipulada sin tocar el paquete)



## PASO 3

La bandeja No Touch (con el paquete estéril) es transportada al almacén estéril (la bandeja es manipulada sin tocar el paquete)



## PASO 4

La bandeja No Touch (con el paquete estéril) es transportada al Bloque Quirúrgico para ser abierto por enfermería

# SISTEMAS DE ALMACENAMIENTO MOVIL Y ESTACIONARIO



Carro de transporte de Aluminio



Carro de transporte abierto



Almacenamiento de paquetes de instrumental esterilizados

Elimine roturas y contaminación durante el transporte, tocando solo la bandeja de transporte y no el paquete esterilizado

- ✓ Maxima asepsia durante el transporte
- ✓ Salvaguarda a los pacientes de posibles infecciones




## MODULOS DE ACERO INOXIDABLE Modulos aptos para esterilización




60X40cm (24"X16") | 10cm (4") alto  
WS-B104060-SS




60X40cm (24"X16") | 20cm (8") alto  
WS-B204060-SS




Silicone Mesh Mat 42X25cm (16.5"X9.8")  
SIMAT-250X420




Silicone Mesh Mat 25X25.5cm (9.8"X10")  
SIMAT-250X255




Plana 60X59cm (23.6"X23")  
SSS-6059WH



Plana 60X29.5cm (23.6"X11.6")  
SSS-6029WH



Plana 60X40cm (24"X16")  
SSS-6040WH



Plana 30X40cm (12"X16")  
SSS-3040WH

(Sólo disponible en EEUU o pedidos especiales)

# NO Touch™



ESCANEAR PARA VER  
NO TOCUH EN NUESTRA  
PAGINA WEB



## CONTACTENOS PARA MAS INFORMACION

+1 888-276-4750 | [info@pegasusmedical.net](mailto:info@pegasusmedical.net) | [www.pegasusmedical.net](http://www.pegasusmedical.net)

USA / CANADA  
905 E. Rose St Lakeland  
FL 33801 - USA

EUROPA / ORIENTE MEDIO / ASIA  
V. Croda Granda 13a 31027  
Spresiano (TV) - Italy